

Enlace a la página del producto: <https://medsystems.es/monitor-eizo-radiforce-gs520-p-129.html>



Monitor EIZO RadiForce GS520

Disponibilidad	Disponible
Tiempo de tramitación	24 horas
Número de catálogo	110
Fabricante	EIZO

Descripción del producto

Monitor EIZO RadiForce GS520 **Urządzenie w dobrym stanie technicznym i wizualnym.**

Monitor EIZO RadiForce GS520 został zaprojektowany specjalnie w celu wyświetlania obrazów pochodzących z cyfrowej mammografii, DR oraz CR.

rozdzielczość naturalna: 2048 x 2560 punktów (2560 x 2048)
przekątna ekranu: 21,3" 540 mm
pole obrazu: 337,9 x 422,4 mm
4096 wyświetlanych odcieni szarości (12-bit) z palety 13771 odcieni szarości (13,5-bit)
plamka 0,165 mm
matryca TFT IPS, kontrast 800:1, jasność 700 cd/m² (rekomendowana jasność podczas kalibracji 500 cd/m²)
kąt widzenia 170°/170°
wejście cyfrowe DVI-D 24-pin
częstotliwość odświeżania poziomego 99,9 - 107,9 kHz, pionowego 47 - 53 Hz
czas reakcji 100 ms
interfejs USB do zarządzania pracą monitora i jego kalibracji
regulowana wysokość i kąt nachylenia panelu LCD
obudowa monitora czarna
pobór mocy: praca - 85 W, czuwanie - poniżej 6W

Stan urządzenia zgodny z dołączonymi zdjęciami.