

Enlace a la página del producto: <https://medsystems.es/sala-de-radiologa-digital-ge-definium-5000-p-362.html>



Sala de radiología digital GE Definium 5000

Disponibilidad	Disponible
Tiempo de tramitación	5 días
Número de catálogo	9
Fabricante	GE

Descripción del producto

Sala de radiología digital GE Definium 5000

Año de fabricación: 2008

Modelo del tubo: E7254FX
Doble punto focal: 1.2/0.6 mm
Año de fabricación del tubo: 2008

Potencia de generador: 65kW

Detector digital montado en el brazo

Equipo usado 100% funcional

No dude en contactar con nosotros para solicitar más información, realizar cualquier consulta o pedir un presupuesto